

PEEL BACK TO OPEN



# STYLET with SOFT DISTAL TIP

STERILE UNLESS PACKAGING IS OPEN OR DAMAGED

Manufactured for:

MedSource  
8600 Shelby Court  
Chanhassen, MN 55317 USA  
Made in China

REV. 0

## ENGLISH



### WARNING

Store in clean dry conditions away from heat and light.  
Do not use lubricants with a petroleum base.

### CAUTION

Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

### Directions:

1. Insert stylet into ET tube at proximal end.  
Position near distal tip.
2. Adjust spiral as needed.

## Endotracheal Tube Guide

| Size | Product No. | Recommended Application                      |
|------|-------------|----------------------------------------------|
| 6Fr  | MS-ETS100   | Recommended for use in ET Tubes 2.0 - 3.5mm  |
| 10Fr | MS-ETS200   | Recommended for use in ET Tubes 4.0 - 6.5mm  |
| 12Fr | MS-ETS300   | Recommended for use in ET Tubes 5.0 - 10.0mm |
| 14Fr | MS-ETS400   | Recommended for use in ET Tubes 7.0 - 10.0mm |

STERILE EO

- SINGLE USE ONLY
- USAGE UNIQUE SEULEMENT
- PARA UN SOLO USO

### Intended Use:

To be used by qualified medical personnel to assist in the placement of an endotracheal tube into a patient's oral airway.

## FRANÇAIS



### ATTENTION

Stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Ne pas utiliser lubrifiants à base de pétrole.

### ADVERTISSEMENT

Pour les Etats-Unis et le Canada uniquement, la vente et l'utilisation sans l'autorisation d'un médecin sont interdites.

### Mode d'emploi :

1. Insérer le stylet dans le tube endotrachéen à l'extrémité distale.  
Placer à proximité de l'extrémité distale.
2. Régler la spirale comme nécessaire

## ESPAÑOL



### ATENCIÓN

Almacenar en un ambiente limpio, fresco y seco, sin recibir la luz directa. No utilice lubricantes con base de petróleo.

### PRECAUCION

Las leyes Federales de Estados Unidos y Canadá restringen la venta de este producto a o por orden de un medico.

### Instrucciones para Uso:

1. Introduzca la guía en el tubo endotracheal por el extremo próximo.  
Posicione cerca al extremo distal.
2. Ajuste el espiral de acuerdo a lo necesario.